

MEDUCOMP GMBH

## Vereinfachte Hygienekontrollen

► Hygiene ist ein wichtiges Thema für Wäschereien. In regelmäßigen Abständen müssen Desinfektionsanlagen wie Waschmaschinen diesbezüglich kontrolliert werden. Das Unternehmen Meducomp bietet nun eine Möglichkeit, die Maschinen während des Alltagsbetriebes zu Prüfen: Mittels eines geschlossenen Bioindikators, dem „Des-Controller“, werden die Keimträger (kontaminierte Baumwolläppchen) laut Angaben des Anbieters von einer thermisch, mechanisch und chemisch stabilen, gleichzeitig aber flexiblen Membran eingeschlossen. Auf diese Weise würden der Desinfektionswirkstoff bzw. die Hitzewirkungen nicht gestört. Ebenso würde das Abschwemmen von Testkeimen, die Wiederverkeimung des Keimträgers sowie eine Kontamination der Maschine verhindert, so das Unternehmen.

Erhältlich ist der „Des-Controller“ mit Referenzkeimen wie dem Ent. Faecium, Staph. Aureus und E. Coli. Der Bioindikator ist laut Anbieter im Einsatz leicht zu Lagern und zu Transportieren sowie im Handling unbedenklich, da Kontaminationen gänzlich ausgeschlossen sind.

Meducomp wird darüber hinaus mit einem einfachen und kostengünstigen Kontrollverfahren: Die zuständige Hygienefachkraft bestellt die benötigte Anzahl an Des-Controllern, gibt diese in den normalen Desinfektionsprozess ein und sendet sie danach an das Meducomp-Labor zurück. Das Auswertungsergebnis erhält die Hygienefachkraft schließlich per Post, Mail oder Fax. ◀

Infos: [www.meducomp.de](http://www.meducomp.de)